

# オーガニック布ナプキン【lulu-nap商品紹介】



ホルダータイプ

Mサイズ (22cm×19cm)

Lサイズ (26cm×19cm)



布ナプキンの構造

- ①柄生地
- ②防水シート
- ③お肌に触れる面の生地  
(基本ヘンプコットン)



【ホルダータイプの使い方】は、ホルダーにハンカチタイプの布ナプキンを挟んだり様々な使い方ができます。詳しくは、「ホルダータイプの使い方」をご覧ください。

※オーダー作成も可能です。お肌に触れる面は、お好きな生地で作成することも可能です。サンプル生地の中からお選び下さい。



## パンティライナー

(吸収体・防水シート入り) 18cm×18.5cm  
パンティライナー・おりものシートとしても  
普段用としてお使いいただけます。  
防水シート入りなので、生理の前後の心配は  
日にも大活躍します。  
尿もれ・冷え防止対策にも大人気の  
ライナーです。



## 布ナプキンの構造

- ①柄生地
- ②防水シート
- ③吸収体（ヘンプ漢方染め）
- ④お肌に触れる面（フランネル）



※オーダー作成可能です。

サンプル生地の中からお選びいただきお好きな生地で作成します。  
ご相談ください。

(尿もれ対策にご使用可能です。サイズや吸収体の枚数もご相談に応じてお  
ります。お気軽にご相談ください。)



一体型

Mサイズ(22cm×18cm)

Lサイズ (26cm×19cm)

### 布ナプキンの構造



- ①柄生地
- ②防水シート
- ③吸収体（今治タオル）
- ④ヘンプ漢方染め
- ⑤肌に触れる面のフランネル

※オーダー作成可能です。

サンプル生地の中からお選びいただきお好きな生地で作成します。

ご相談ください。

(尿もれ対策にご使用可能です。サイズや吸収体の枚数もご相談に応じております。お気軽にご相談ください。)

